

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd24 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P25063

Número de artículo: CM0005800

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD24 conjugado con APC para citometría de flujo. Se dirige a la glucoproteína CD24 anclada a GPI (8-13 kDa), expresada en células B, involucrada en la activación y diferenciación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano CD24 mAb
Observaciones/Alias	CD24A; CD24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	100133941
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del CD24 humano (NP_037362.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa; 13kDa
Envío	Bolsa de hielo