


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd28 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P10747

Número de artículo: CM0008523



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD28 humano (Tp44), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de células T, la coestimulación y la homeostasis inmune. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD28 APC
Observaciones/Alias	Tp44
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	940
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo