

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para Citometría De Flujo - O76036

Número de artículo: CM0005913



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD335/NKp46 humano (SWISS: O76036) específicamente para citometría de flujo. Reacciona con células NK humanas, útil para estudios de lisis de células tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano CD335/NKp46 mAb
Observaciones/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9437
ID de Gen	9437
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-254 del CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo