

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Cd79A Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P11912

Número de artículo: CM0005583



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD79a humano (MB1, Ig-alfa). Diseñado para análisis de citometría de flujo intracelular (FC) de linfocitos B humanos. Reconoce la cadena alfa del receptor de antígeno de linfocitos B. PM: 20/25 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC conejo anti-CD79a humano
Observaciones/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAlpha
Especie	Humano
GeneID (humano)	973
GeneID	973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-225 de CD79a humano (NP_001774.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso molecular	20kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo