


Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Tlr3 Humano Para Citometría De Flujo - O15455

Número de artículo: CM0011928



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el TLR3 humano (CD283, IIAE2, IMD83). Validado para citometría de flujo intracelular, ideal para estudiar las respuestas inmunitarias innatas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo APC anti-TLR3 humano
Observaciones/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Especie	Humano
GeneID (humano)	7098
GeneID	7098
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-339 del TLR3 humano (NP_003256.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15455
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo