

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P08648

Número de artículo: CM0009991



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra la Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana/de ratón. Validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de fibronectina implicado en la adhesión celular. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana/de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Especie	Humana
GeneID	3678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-995 de la Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana (NP_002196.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P08648
Peso de la proteína	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo