


Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Lgr5 Para Citometría De Flujo - 075473

Número de artículo: CM0010757



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra LGR5 humano (GPR49), un receptor Wnt y marcador de células madre. Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo en investigación de epitelio intestinal, folículo piloso y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-LGR5 humano (GPR49)
Observaciones/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8549
ID del gen	8549
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 480-580 de LGR5 humano (NP_003658.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075473
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo