

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11C De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0008554

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón conjugado con APC, originario de hámster armenio. Validado para citometría de flujo. Adecuado para investigar la adhesión de monocitos, la quimiotaxis y la respuesta inflamatoria mediada por la integrina alfa-X.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Hámster Armenio
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso Molecular de la Proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo