

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd163 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q2Vlh6

Número de artículo: CM0012663

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD163 de ratón (M130) está validado para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular del CD163 de ratón, con un peso molecular predicho de 121-125 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Ratón CD163 mAb
Observaciones/Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Especie	Ratón
GeneID (humano)	9332
GeneID	93671
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-260 del CD163 de ratón (NP_444324.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q2VLH6
Peso Proteico	121kDa/125kDa
Envío	Bolsa de hielo