

Apc Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd19 De Ratón - Cd19 De Ratón

Número de artículo: CM0011116

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC dirigido al CD19 de ratón para citometría de flujo. Reacciona específicamente con el CD19 de ratón, permitiendo el análisis de células inmunitarias en investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Anticuerpo monoclonal anti-CD19 de ratón
Especie	Ratón
ID del Gen	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo