

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd19 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0004495

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD19 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación, diferenciación e investigación de señalización de células B. Reconoce el dominio extracelular, 60kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Ratón CD19
Observaciones/Alias	Cd19
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-287 del CD19 de ratón (NP_033974.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo