

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd44 Conjugado Con Apc Para Fc - P15379

Número de artículo: CM0008878



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD44 conjugado con APC validado para citometría de flujo. Se dirige al receptor de hialuronato implicado en la homing de linfocitos, la adhesión celular y la migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Ratón CD44 mAb
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo