

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Mouse Cd49F Para Fc - Q61739

Número de artículo: CM0008259

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata contra CD49f de ratón, conjugado a APC, adecuado para citometría de flujo (FC). Reconoce la integrina alfa-6 de ratón y humano (Q61739). Ideal para estudiar la adhesión celular y la función del receptor de laminina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC Rata anti-Mouse CD49f
Observaciones/Alias	Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3655
GeneID	16403
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de CD49f de ratón
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón, Humano
SWISS	Q61739
Peso Proteico	122 kDa
Envío	Bolsa de hielo