

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Ratón Tcr Γ/Δ - Tcr Γ/Δ

Número de artículo: CM0010744

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con APC dirigido al TCR γ/δ de ratón, obtenido de hámster armenio. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), específico para el receptor de células T gamma/delta de ratón. Ideal para inmunofenotipado e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC anti-Ratón TCR γ/δ mAb
Observaciones / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Especie	Ratón
ID de gen	110066 / 110067
Inmunógeno	Proteína recombinante de TCR γ/δ de ratón
Origen	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo