


Anticuerpo Monoclonal Anti-Siglec-7/Cd328 Conjugado Con Apc (Conejo) Para Citometría De Flujo - Q9Y286

Número de artículo: CM0012594



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra la Siglec-7 humana (CD328, AIRM1). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para la investigación de inhibición de células asesinas naturales (NK) y receptores inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano Siglec-7/CD328 conjugado con APC
Observaciones/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27036
GeneID	27036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-144 de la Siglec-7/CD328 humana (NP_055200.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y286
Peso proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo