


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd30 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P28908

Número de artículo: CM0011903



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD30 humano (TNFRSF8, antígeno Ki-1). Adecuado para el análisis por citometría de flujo de la expresión de CD30 en investigaciones de linfoma y linfocitos activados.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano CD30 mAb
Observaciones/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-379 del CD30 humano (NP_001234.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Envío	Bolsa de hielo