

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd301/Clec10A Humano Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q8Iun9

Número de artículo: CM0012453



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC específico para CD301/CLEC10A humano, validado para citometría de flujo. Reconoce glicanos terminados en GalNAc en células dendríticas, adecuado para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD301/CLEC10A humano conjugado con APC
Observaciones/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Especie	Humano
GeneID (humano)	10462
GeneID	10462
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-316 de CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso molecular	28kDa/32kDa/35kD
Envío	Bolsa de hielo