

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62L/L-Selectina Humana Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P14151

Número de artículo: CM0012805



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra la CD62L/L-selectina humana (SELL). Diseñado para citometría de flujo (FC) para detectar la L-selectina, una molécula de adhesión celular que media la fijación y el rodamiento de leucocitos. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD62L/L-Selectina humana conjugado con APC
Observaciones/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6402
GeneID	6402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de la CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo