

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Foxp3 De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo (Intracelular) - Q99Jb6

Número de artículo: CM0012414



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra Foxp3 (scurfin) de ratón, validado para citometría de flujo intracelular (FC intra). Detecta la proteína Foxp3 de ratón de ~47kDa. Ideal para estudiar el desarrollo de células T reguladoras (Treg) y la homeostasis inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Foxp3 de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	sf; JM2; scurfin
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	50943
GeneID (Ratón)	20371
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Foxp3 de ratón (NP_473380.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q99JB6
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo