

Anticuerpo Monoclonal Apc De Ratón Anti-Cd11B Humano Para Fc - P11215

Número de artículo: CM0011721



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido a CD11b humano (ITGAM, MAC-1). Validado para citometría de flujo, específico para humanos. Peso molecular de 127 kDa. Para investigación en inmunología e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de ratón anti-CD11b humano
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
ID genético	3684
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11b humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso de la proteína	127kDa
Envío	Bolsa de hielo