

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd11B Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P11215

Número de artículo: CM0008220



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido contra el CD11b humano (Integrina alfa-M) validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de inmunidad innata, adhesión celular y neutrófilos/monocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón anti-Humano CD11b conjugado con APC
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintetizado derivado del CD11b humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Molecular de la Proteína	127kDa
Envío	Bolsa de hielo