

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd11C Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P20702

Número de artículo: CM0010354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido contra CD11c humano (ITGAX) para citometría de flujo. Reacciona con la integrina alfa-X de monocitos y granulocitos humanos, adecuado para la investigación de la respuesta inflamatoria y la adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Ratón anti-Humano CD11c APC
Observaciones/Alias	CD11C; SLEB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3687
GeneID	3687
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c humano.
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo