


Anticuerpo Monoclonal Apc De Ratón Anti-Cd1A Humano Para Citometría De Flujo - P06126

Número de artículo: CM0012327



Introducción

Anticuerpo monoclonal APC de ratón anti-CD1a humano diseñado para citometría de flujo. Detecta CD1a, una proteína presentadora de antígenos en linfocitos T, células dendríticas y células de Langerhans. Reacciona con humanos. Cuenta con el soporte del suministro integral de materias primas para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de ratón anti-CD1a humano
Observaciones/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	909
ID genético	909
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintetizado derivado de la CD1a humana.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06126
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo