

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd3 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0012148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC contra la cadena épsilon de CD3 humana, validado para citometría de flujo. Específico para el receptor de superficie de células T, con un peso molecular predicho de 23 kDa. Ideal para perfilado inmunológico, activación de células T y estudios de señalización.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	APC Ratón anti-Humano CD3 mAb
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante de CD3 humano.
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo