

Anticuerpo Monoclonal Apc De Ratón Contra Cd42A (Gpix) Humano Para Citometría De Flujo - P14770

Número de artículo: CM0003995



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido a CD42a (GPIX/GP9) humano, validado para citometría de flujo. Específico para la subunidad glicoproteína IX plaquetaria del complejo GPIb-V-IX. Adecuado para investigación en hemostasia, adhesión plaquetaria y síndrome de Bernard-Soulier.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb APC de ratón contra CD42a humano
Observaciones/Alias	GPIX; CD42a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2815
GeneID	2815
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD42a humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14770
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo