

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd45Ro Conjugado Con Apc Para Fc - P08575

Número de artículo: CM0012040



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC específico para CD45RO humano, una isoforma del antígeno común de leucocitos PTPRC. Adecuado para citometría de flujo (FC) en estudios de activación de células T y perfilado inmunológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Ratón anti-Humano CD45RO mAb
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	5788
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado de CD45RO Humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo