

Anticuerpo Monoclonal Apc De Ratón Anti-Cd56 Humano Para Fc - P13591

Número de artículo: CM0012255



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido a la CD56 humana (NCAM1), validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la adhesión de células neurales, los mecanismos de entrada viral y la biología de las células NK. Reacciona con isoformas de proteína humana de 40 a 95 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de ratón anti-CD56 humano
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
ID genético	4684
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de la CD56 humana
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso de la proteína	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envío	Bolsa de hielo