

Apc Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd62P/P-Selectina Humana - P16109

Número de artículo: CM0012323



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido contra CD62P/P-selectina humana. Validado para citometría de flujo, adecuado para estudiar el rodamiento leucocitario, la adhesión celular y la inflamación en modelos endoteliales y plaquetarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de ratón APC anti-CD62P/P-selectina humana
Observaciones/alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Especie	Humana
GeneID (humano)	6403
GeneID	6403
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD62P/P-selectina humana.
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P16109
Peso proteico	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo