

Anticuerpo Monoclonal Apc De Ratón Contra Tcr A/B Humano Para Fc - P01848

Número de artículo: CM0004324



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido a la región constante de la cadena alfa del TCR humano (TRAC). Validado para la detección por citometría de flujo (FC) de células T humanas TCR α/β +. Ideal para inmunofenotipado y estudios de receptores de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb APC de ratón contra TCR α/β humano
Observaciones/Alias	IMD7; TCRA; TRA@
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6955
ID del gen	6955
Inmunógeno	Proteína recombinante de TCR α/β humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01848
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo