

Apc Conejo Anti Ddddk-Tag Mab - Etiqueta Ddddk

Número de artículo: CM0005907

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra la etiqueta DDDDK, adecuado para citometría de flujo (FC), incluyendo tinción intracelular. La reactividad cruzada independiente de la especie asegura una amplia utilidad en la detección de proteínas etiquetadas y aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	APC Conejo anti DDDDK-Tag mAb
Observaciones/Alias	DDDDK; etiqueta DDDDK; etiqueta-DDDDK
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a la etiqueta DDDDK
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, FC (intra)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo