

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fc) Conjugado Con Apc

Número de artículo: CM0012313

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC específico para el fragmento Fc de la IgG de cabra. Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Permite la detección de inmunoglobulinas de cabra en inmunoensayos multiplexados e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-IgG de Cabra (fragmento Fc) Conjugado con APC
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento Fc de IgG de cabra
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo