


Apc Conejo Anti-Humano Anexina A1/Anxa1 Mab Para Fc - P04083

Número de artículo: CM0008806



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra la anexina A1/ANXA1 humana. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo con muestras humanas. La anexina A1 es una proteína de unión a fosfolípidos dependiente de calcio implicada en respuestas antiinflamatorias, diferenciación de células T y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Conejo anti-Humano Anexina A1/ANXA1 mAb
Observaciones/Alias	ANX1; LPC1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	301
ID de gen	301
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-346 de la anexina A1/ANXA1 humana (NP_000691.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04083
Peso proteico	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo