

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Apc Anti-Cd10 Humano Para Citometría De Flujo - P08473

Número de artículo: CM0008036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD10 humano (CALLA/neprilisina) para citometría de flujo. Reconocer la metaloproteasa codificada por MME involucrada en la degradación de péptidos opioides y FAN. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD10 humano de conejo APC
Observaciones/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4311
ID del gen	4311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 del CD10 humano (NP_000893.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08473
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo