

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd117/C-Kit Humano Conjugado Con Apc Para Cf - P10721

Número de artículo: CM0008159



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD117/c-Kit humano (P10721) para citometría de flujo. Esta tirosina cinasa receptora de 110 kDa es esencial para la hematopoyesis, el mantenimiento de las células madre y el desarrollo de los mastocitos. Adecuado para aplicaciones de investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD117/c-Kit humano conjugado con APC
Observaciones/alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Especie	Humano
GeneID	3815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-520 de CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo