


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Humano Cd11A Para Citometría De Flujo - P20701

Número de artículo: CM0004467



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD11a humano (Integrina alfa-L, LFA-1) para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la adhesión de leucocitos, la migración y la formación de la sinapsis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano CD11a mAb
Observaciones/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3683
ID de Gen	3683
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 del CD11a humano (NP_002200.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo