


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd123 Humano Para Citometría De Flujo - P26951

Número de artículo: CM0008182



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD123 humano (IL-3R α) para citometría de flujo (CF). Adecuado para investigación hematopoyética; reconoce el CD123 humano con un peso proteico de ~43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD123 humano
Notas/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alfa
Especie	Humano
ID del gen	3563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-378 del CD123 humano (NP_002174.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26951
Peso proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo