

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd153 Humano Para Fc - P32971

Número de artículo: CM0012385

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD153 humano (CD30L, TNFSF8). Reconoce el CD153 humano, validado para citometría de flujo. Apto para investigación sobre proliferación de linfocitos T e interacción CD30/CD153.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD153 humano
Notas/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Especie	Humano
GeneID (humano)	944
GeneID	944
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-234 de CD153 humano (NP_001235.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32971
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo