

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Apc Anti-Cd161 Humano Para Fc - Q12918

Número de artículo: CM0004561



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD161 humano (KLRB1).
Inmunógeno recombinante derivado de los aminoácidos 67-225. Validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de inmunofenotipado de células NK y linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo APC anti-CD161 humano
Notas/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A
Especie	Humano
ID génico (Humano)	3820
ID génico	3820
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-225 de CD161 humano (NP_002249.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo