

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 Humano Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q14242

Número de artículo: CM0008579



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD162/PSGL-1 humano (ligando 1 de la glicoproteína P-selectina), validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio del rodamiento, la adhesión y la inflamación de los leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD162/PSGL-1 humano conjugado con APC
Observaciones/alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Especie	Humano
ID del gen	6404
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-295 de CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Envío	Bolsa de hielo