


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd172A/Sirpα Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P78324

Número de artículo: CM0012715



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD172a/SIRPα humano, validado para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular; adecuado para el análisis de células vivas de la expresión de SIRPα en células mieloides. Ideal para investigación inmunológica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CD172a/SIRPα conjugado con APC
Observaciones/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Especie	Humano
GeneID	140885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-370 del CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo