

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd177 Humano Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0004474

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD177 humano (PRV-1, NB1 GP). Validado para citometría de flujo. Reacciona con humano. Apto para investigación de neutrófilos y policitemia vera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD177 humano conjugado con APC
Observaciones/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-407 del CD177 humano (NP_065139.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo