

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd185/Cxcr5 Humano Conjugado Con Apc Para Fc - P32302

Número de artículo: CM0010017

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD185/CXCR5 humano (BLR1), un receptor de quimiocinas implicado en la migración de células B y el linfoma. Validado para citometría de flujo. Proteína de membrana de ~42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD185/CXCR5 humano conjugado con APC
Observaciones/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Especie	Humano
ID del gen (humano)	643
ID del gen	643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-47 de CD185/CXCR5 humano (NP_033981.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo