

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd196/Ccr6 Humano Para Fc - P51684

Número de artículo: CM0005074



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD196/CCR6 humano, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para el estudio del tráfico de células inmunitarias mediado por receptores de quimiocinas y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD196/CCR6 humano
Observaciones/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Especie	Humano
GeneID (humano)	1235
GeneID	1235
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P51684
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo