


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Humano Cd1B Para Citometría De Flujo - P29016

Número de artículo: CM0005125



Introducción

Anticuerpo Monoclonal APC de Conejo anti-Humano CD1B para FC. Específico para humano, validado para citometría de flujo, dirigido a CD1B (P29016), una glicoproteína de superficie de células T que presenta antígenos lipídicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC de Conejo anti-Humano CD1B
Observaciones/Alias	R1; CD1; CD1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	910
GeneID	910
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso Proteico	37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo