


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1C Humano Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P29017

Número de artículo: CM0010711



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD1c humano (BDCA1), conjugado con APC y validado para citometría de flujo. Detecta una glucoproteína presentadora de antígenos lipídicos en células inmunitarias, adecuada para estudios de inmunología y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD1c humano conjugado con APC
Observaciones/alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	911
ID del gen	911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-298 de CD1c humano (NP_001756.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso molecular de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo