


Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Humano Cd209/Dc-Sign Para Fc - Q9Nnx6

Número de artículo: CM0009803



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD209/DC-SIGN humano (Q9NNX6). Validado para citometría de flujo, permite la detección precisa de células dendríticas y el estudio de la respuesta inmune, el reconocimiento de patógenos y las interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-Humano CD209/DC-SIGN
Observaciones/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	30835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-404 del CD209/DC-SIGN humano (NP_066978.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NNX6
Peso proteico	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo