


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd213A1/IL-13R α 1 Conjugado Con Apc Para Fc - P78552

Número de artículo: CM0011514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD213a1/IL-13R α 1 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización de IL-13/IL-4, la expresión del antígeno de cáncer/testículo y la biología de receptores de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo anti-Humano CD213a1/IL-13R α 1 conjugado con APC
Observaciones/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Especie	Humano
GeneID	3597
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-343 del CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso Molecular de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo