

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Humano Cd228/Mfi2 Para Citometría De Flujo - P08582

Número de artículo: CM0005482



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD228/Melanotransferrina (MFI2) humano. Validado para citometría de flujo, adecuado para investigación sobre captación de hierro, melanoma y áreas relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Humano CD228/MFI2
Observaciones/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Especie	Humano
GeneID (humano)	4241
GeneID	4241
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-708 del CD228/MFI2 humano (NP_005920.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Envío	Bolsa de hielo