

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Humano Cd244/2B4 Para Citometría De Flujo - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0012800

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD244/2B4 (SLAMF4) humano para citometría de flujo. Reconocer el receptor de células asesinas naturales 2B4 involucrado en la activación de células NK. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-humano CD244/2B4
Observaciones/Alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51744
ID de gen	51744
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-221 de CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso de proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo