

Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd261/Trail-R1 Para Fc - O00220

Número de artículo: CM0012066



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD261/TRAIL-R1 (DR4, TNFRSF10A) humano para citometría de flujo. Reconoce un receptor de muerte de 50 kDa implicado en la apoptosis inducida por TRAIL y la activación de NF-kB. Validado para reactividad humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC mAb de conejo anti-Humano CD261/TRAIL-R1
Observaciones/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; miembro 10a de la superfamilia de receptores de TNF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8797
GeneID	8797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-232 del CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00220
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo